



# Actreen® Mini Cath&Set

MAXI comfort con la gamma MINI

L'attenzione alle persone e  
il rispetto per l'ambiente

# I cateteri Actreen® Mini facilitano il cateterismo urinario intermittente?

I cateteri Actreen® Mini rappresentano un'innovazione per il cateterismo intermittente (CI): compatti, con una lunghezza di soli 9 cm, sono stati disegnati per le donne che desiderano utilizzare un prodotto semplice, pratico e discreto da trasportare.

Uno studio descrittivo e prospettico ha dimostrato che il catetere compatto risponde efficacemente alle esigenze delle utilizzatrici.

## OBIETTIVO DELLO STUDIO

### Obiettivo primario

Valutare se il catetere mini facilita la **compliance** delle utilizzatrici e l'adesione alla procedura di autocateterismo indicata

### Obiettivo secondario


Valutare la **semplicità di utilizzo ed il comfort** del catetere mini

## METODO DELLO STUDIO

Lo studio è stato condotto in due fasi su una popolazione di 84 donne, con un'età media di 42,8 anni. Alle utilizzatrici è stato sottoposto:

1. un questionario iniziale, per conoscere il loro profilo
2. un questionario finale, dopo 1-3 mesi di utilizzo, per valutare la performance del catetere Actreen® Mini

## RISULTATI




### Bibliografia


1. Bassas A., et al. MINI CATHETERS - Do they facilitate intermittent urinary catheterization?. Poster presented at «XXXVII Congreso Nacional de Enfermería en Urología». Zaragoza, Ottobre 2016.

# I cateteri Actreen® Mini facilitano il cateterismo urinario intermittente?

E' più facile aderire alla procedura di cateterizzazione?<sup>1</sup>



Il catetere mini soddisfa le aspettative di sicurezza, semplicità di utilizzo e adeguatezza?<sup>1</sup>



## CONCLUSIONI

Lo studio evidenzia che il catetere Actreen® Mini facilita l'adesione ed agevola la procedura del cateterismo intermittente, è semplice da utilizzare e molto discreto.<sup>1</sup>

## Cosa dicono le donne dell'Actreen® Mini Cath

*«Dopo aver provato diversi cateteri, questo è l'unico adatto a me... Il migliore!*

*Posso eseguire il cateterismo da sola, ovunque mi trovi. Rende la mia vita più facile!»*

Grazie ai suoi benefici, come la facilità d'impiego, la sicurezza nell'applicazione e la discrezione, Actreen® Mini Cath soddisfa le aspettative delle sue utilizzatrici e svolge un ruolo da protagonista nel trattamento della ritenzione urinaria.<sup>2</sup>

**E TU, sei pronto a consigliare Actreen® Mini alle tue pazienti?**

### Bibliografia

1. Bassas A., et al. MINI CATHETERS - Do they facilitate intermittent urinary catheterization?. Poster presented at «XXXVII Congreso Nacional de Enfermería en Urología». Zaragoza, Ottobre 2016.
2. National study conducted among users of Actreen® Mini Cath to obtain their opinions and to assess their degree of satisfaction with these catheters (patients, n=44). 2015-2016 - Internal data.

## Actreen® Mini<sup>Cath</sup> Discreti in ogni situazione

Nelaton, 9 cm



CH	Diametro	Confezione	Ref.
■ 08	ø 2,7 mm	30+1 pochette	228008F
■ 10	ø 3,3 mm	30+1 pochette	228010F
□ 12	ø 4,0 mm	30+1 pochette	228012F
■ 14	ø 4,7 mm	30+1 pochette	228014F

## Actreen® Mini<sup>Set</sup> Discreti in ogni situazione

Nelaton con sacca, 9 cm



CH	Diametro	Confezione	Ref.
■ 10	ø 3,3 mm	30+1 pochette	239010F
□ 12	ø 4,0 mm	30+1 pochette	239012F
■ 14	ø 4,7 mm	30+1 pochette	239014F

**Distribuito da:**

B. Braun Milano S.p.A. | Divisione OPM | Via v. da Seregno, 14 | 201616 Milano  
 Tel. (02) 66218 1 | Fax (02) 66218 357 | [www.bbraun.it](http://www.bbraun.it)